



Pipeta sérologická, sklo, 25 mL

Kat. číslo produktu:	206640
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Dělené skleněné pipety. Kalibrována „na vylití“ (To Deliver). Navrženo podle specifikací ASTM E1044.

Technické údaje

Číslo metody:	8006
Kapacita:	25 mL
Obsah balení:	1 každá
Přístroj:	Vše s výjimkou DR/4000, PC II
Stupnice:	0.1 mL