



Pipeta, sérologická, sterilní, polystyren, 5 mL, modrá, 200 ks/bal.

Kat. číslo produktu: 2092667
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Sterilní plastová pipeta na jedno použití Baleno jednotlivě Barevné rozlišení Kalibrována „na vylití“ (To Deliver). Vyhovuje normě ASTM E934

Graduations are calibrated for accurate dispensing to within $\pm 2\%$

Pipets meet BST/TSE requirements; latex-free

DNase/RNase-free, non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-haemolytic

Technické údaje

Kapacita:	5 mL.
Negative Graduations:	2.0 mL
Obsah balení:	200 /1 balení
Stupnice:	0.10 mL