



Pipeta, sérologická, sterilní, polystyrenová se zátkou, 1 mL, 50 ks/bal.

Kat. číslo produktu: 2092835
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Sterilní jednorázová plastová pipeta se zátkou. Hromadné balení po 2x 25 ks. Barevné rozlišení. Černá vzestupná/sestupná stupnice
Kalibrována „na vylití“ (To Deliver). Přesnost ± 2 %

Technické údaje

Kapacita:	1 mL
Obsah balení:	50 /1 balení
Stupnice:	0.01 mL