



Pipeta Mohrova, sklo, 10 mL

Kat. číslo produktu:	2093438
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Pipety třídy B kalibrované „na vylití“ (To Deliver). Permanentní hnědá, tělo opatřené dělenou stupnicí. Barevně odlišeno podle objemu. Špičky tvrzené kvůli odolnosti. Navrženo podle požadavků normy ASTM E1293, třída B Styl 1.

Technické údaje

Kapacita:	10,0 mL
Obsah balení:	1 každá
Stupnice:	0.1 mL