



Nosič lahví, lineární

Kat. číslo produktu:

2094300

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Lineární polyetylen s nízkou hustotou. Bezpečně pojme až šest standardních 0,5L skleněných lahví, půllitrových lahví na reagenty a většinu dalších 500mL skleněných nebo plastových lahví – takže rozbití je téměř nemožné. Lehký, chemicky odolný a snadno se čistí. Rozměry: 34,9 × 24,8 × 27,6 cm (14 × 10 × 11"). Maximální velikost láhve, kterou pojme: 73 mm v průměru, 178 mm na výšku.

Technické údaje

Délka:	349 mm
Hloubka:	11 Inches
Obsah balení:	1 každá
Šířka :	10 Inches