



Tube, culture, w/ screw cap, 20 x 150 mm, 10/pk

Kat. číslo produktu:	2096230
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Cap has a firmly bonded rubber liner, providing a sure and highly inert sealing surface.

Technické údaje

Délka:	150 mm
Kapacita:	Capacity to Neck 30 mL
Obsah balení:	10 /pk
Průměr:	20 mm
Rozměry (H x D):	20 mm x 150 mm
Speciální funkce:	Tube, 20 x 150 mm