



Reagencie, DPD celkový chlor, kyvety Test 'N Tube, bal./50 ks

Kat. číslo produktu:

2105645

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.



Pro stanovení celkového chloru metodou DPD. Reagenční kyvety Test 'N Tube obsahují předdávkové množství činidla DPD Rozsah: 0,09 - 5,00 mg/L jako Cl₂. Velikost vzorku: 10 mL 50 ampulí v balení.

Produkty Test 'N Tube umožňují bezpečné, pohodlné testování

16mm kyvety s víčkem představují uzavřený systém pro míchání a měření.

Snadné objednávání

Všechny nezbytné reagencie a kyvety jsou součástí balení.

Boric Acid free!

Technické údaje

Číslo metody:	10101
Metoda:	DPD
Parametr:	Chlor, celkový obsah
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	50
Přístroj:	Vše s výjimkou PC II
Rozsah měření:	0,09 - 5,00 mg/L Cl ₂