



Be Right™



Činidlo, polštářky s práškem, HR, oxid křemičitý, molybdenan, 10 mL, bal./1 000 ks

Kat. číslo produktu: 2107328
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Pro stanovení vysokého rozsahu oxidu křemičitého silikomolybdenanovou metodou (metoda Hach 8185) Rozsah:1 až 100 mg/L. Velikost vzorku: vzorek 10 mL. Balení po 1 000 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Metoda:	Silikomolybdenan
Obsah balení:	1000 /pk
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	1000