



Standardní roztok, mangan, 25 mg/L jako Mn (NIST), bal./20 ks - ampule PourRite 2 mL

Kat. číslo produktu:

2112820

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení manganu

Jednoduché kontroly správnosti a přesnosti

Standardy v ampulích Voluette a PourRite jsou určeny ke kontrole správnosti a přesnosti metodou standardního přídatku pro metody Hach a softwaru fotometru. Použijte pipetu TenSette k přidání přesného množství standardu a kontrolujte procento regenerace pro ověření výkonu analytického systému.

Minimalizace odpadů

Při každé kontrole přesnosti otevřete novou ampuli standardu. Každá ampule obsahuje dostatečné množství standardu pro jednu sadu přídatků standardu.

Spolehlivé výsledky

Zatavené ampule brání náhodné kontaminaci nebo odpařování standardních roztoků.

Technické údaje

Koncentrace:	25 mg/L
Obsah balení:	mL/20
Platforma:	Roztok