



Pinzeta nerezová ocel

Kat. číslo produktu:	2141100
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů	

Provedení z nerezové oceli, možnost sterilizace v autoklávu. Špičky jsou zaoblené, aby nedošlo k poškození. Snadné použití díky protiskluzovým plastovým plochám na prsty.

Kompletní roztoky pro testování vody určené k rekreaci

Společnost Hach nabízí širokou škálu médií a přístrojů, které splní všechny vaše požadavky na analýzu rekreačních vod.

Kompletní roztoky pro testování odpadních vod

Společnost Hach připravila média a přístroje pro rychlou a snadnou analýzu odpadních a užitkových vod.

Kompletní roztoky pro testování pitné vody

Ať už si zákazník vybere libovolnou metodu analýzy vzorků pitné vody, společnost Hach připravila média a přístroje pro snadnou a rychlou analýzu.

Technické údaje

Obsah balení: 1