



Práškové reagencie pro pufrovanou ředící vodu, 25 ks/balení

Kat. číslo produktu:	2143166
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů	

Jsou-li práškové reagencie pro pufrovanou ředící vodu od společnosti Hach připraveny podle pokynů, odpovídají specifikacím popsaným ve Standardních metodách pro analýzu vody a odpadní vody, 9050C.1.a.1 „Pufrovaná voda“.

Polštářky s pufrovanou ředící vodou, PN 2143166, obsah 25 polštářků, každý s chloridem hořečnatým a dihydrogenfosforečnanem draselným. Stačí na přípravu 25 L ředící vody (1 litr z 1 polštářku s chloridem hořečnatým + 1 s dihydrogenfosforečnanem draselným).

Kompletní roztoky pro testování vody určené k rekreaci

Společnost Hach nabízí širokou škálu médií a přístrojů, které splní všechny vaše požadavky na analýzu rekreačních vod.

Kompletní roztoky pro testování odpadních vod

Společnost Hach připravila média a přístroje pro rychlou a snadnou

analýzu odpadních a užitkových vod.

Kompletní roztoky pro testování pitné vody

Ať už si zákazník vybere libovolnou metodu analýzy vzorků pitné vody,

společnost Hach připravila média a přístroje pro

snadnou a rychlou analýzu.

Technické údaje

Obsah balení:	25 ks/balení
---------------	--------------