



Sada pro stanovení mědi (volné a celkové) s diskovým komparátorem, model CU-6

Kat. číslo produktu:

2194100

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Nebezpečné



Měď se může vyskytovat v přírodních vodách a odpadních vodách jako rozpustná sůl nebo jako nerozpuštěná látka. Malé množství je nezbytné pro rostliny a zvířata a koncentrace přesahující 0,1 mg/L jsou užitečné pro kontrolu růstu řas a planktonu. Množství od 0,02 do 0,1 mg/L jsou toxická pro některé ryby, proto jejich použití k léčbě onemocnění ryb vyžaduje pečlivé monitorování. Rozsah: 0,1-4 mg/L; obsahuje 50 stanovení volné mědi a 50 stanovení celkového množství.

Jednoduchá a cenově výhodná metoda s diskovým komparátorem je nejpřesnější metodou vizuální testovací soupravy

Sada v odolném přenosném kufříku obsahuje všechny potřebné reagenty a přístroje pro provedení analýzy v terénu

Technické údaje

Metoda:	Diskový komparátor/bicinchoninát, redukce s dithioničitanem
Parameter:	Copper (free & total)
Parametr:	Měď – jako volná a celková Cu [#]
Platforma:	Barevný disk
Počet testů:	50 (volná), 50 (celková)
Přepravní hmotnost:	1
Přístroj:	CU-6
Rozsah měření:	0-4 mg/L Cu
Smallest increment:	0,1
Styl kufříku:	B
Typ testovací soupravy:	CU-6