



Sáček, sterilní, WhirlPak, 207 mL, 500 ks/balení

Kat. číslo produktu:	2233100
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů	

Schváleno úřadem U.S. Environmental Protection Agency (USEPA). Jednorázové průhledné polyethylenové sáčky. Sterilizované plynem, otevírání pomocí poutka. Lze označit voděodolným fixem nebo popisovačem. Bezpečný uzávěr „Whirl“. Nasco.

Technické údaje

Kapacita:	207 mL
Obsah balení:	500