



Sáček, sterilní, WhirlPak, 207 mL, 100 ks/balení

Kat. číslo produktu:

2233199

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Odběr vzorků a zacházení se vzorky

Sterilní sáček Whirl-Pak, objem: 207 mL (7 uncí), rozm. (Š x D): 9,5 cm x 18 cm, (3,75 x 7 palců), 3,0 mm silný

Splňuje požadavky standardních metod a požadavků úřadu USEPA pro odběr vzorků pitné vody. Vyrobeno z polyesterových pryskyřic schválených úřady USDA a FDA pro styk s potravinami. Sterilní (certifikované) jednorázové průhledné polyethylenové sáčky s bezpečným uzávěrem „Whirl-pak“. Vhodné pro odběr kapalných nebo pevných vzorků. Na povrch lze psát voděodolným inkoustem. Sáček objemu 24 uncí, ideální pro inkubaci Petriho misek ve vodní lázni.

Technické údaje

Kapacita: 207 mL

Obsah balení: 100