



Sada reagensií, chrom, celkový, 100 testů

Kat. číslo produktu:

2242501

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.



Sada reagensií pro celkový chrom obsahuje: reagentie kyselina - polštářky s práškem, reagentie ChromaVer 3 - chrom, polštářky s práškem, reagentie chrom 1 - polštářky s práškem, reagentie chrom 2 - polštářky s práškem. Metoda: alkalická oxidace hypobromidu. Rozsah: 0 - 1,500 mg/L. Vzorek: 25

Replacement reagent set for Hach PN 222800

Technické údaje

Metoda:	Alkalická oxidace hypobromidu
Parametr:	Chromium, total
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Rozsah měření:	0 - 1500 mg/L Cr