



Sada reaglií, fosfonáty, 25 mL

Kat. číslo produktu:

2244000

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Pro stanovení fosfonátů metodou oxidace s persíranem/UV. Metoda Hach 8007. Rozsahy: 0,02 - 2,50 mg/L až 1 - 125 mg/L. Velikost vzorku: 25 mL. Sada reaglií zahrnuje: PhosVer 3, fosforečnany, reagentie, polštářky s práškem a peroxodisíran draselný, polštářky s práškem, pro 100 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8007
Metoda:	Persíran/UV oxidace
Počet testů:	100
Popis:	Fosforečnany, sada reaglií
Přístroj:	DR 2000, DR 3000
Rozsah měření:	0,02 - 125 mg/L PO_4 Více rozsahů
Rozsah měření (2):	1,0 - 125 mg/L PO_4^{3-}
Stojan na vzorek:	25 mL