



Sada reagensií, selen (pro leteckou přepravu)

Kat. číslo produktu:

2244201

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.



Pro stanovení selenu diaminobenzidínovou metodou. Metoda Hach 8194. Rozsah: 0,01 - 1,00 mg/L Se. Reagencie jsou baleny pro leteckou přepravu.

Technické údaje

Metoda:	Diaminobenzidín
Parametr:	Selen
Počet testů:	66 - 100
Rozsah měření:	0,01 - 1,00 mg/L