



Sada reaglií, sulfan (širovodík), pro testovací soupravu, model HS-WR

Kat. číslo produktu:

2244501

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Sulfan, sada reaglií. Používá se s testovací soupravou HS-WR. Obsahuje sulfid - reagicie 1, sulfid -reagicie 2 a deionizovanou vodu. 100 mL od každé položky

Technické údaje

Počet testů:

100

Rozsah měření:

0 - 0.600 mg/L S^{2-}