



Sada pro stanovení úpravy vody, model SO-1

Kat. číslo produktu: 225300

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Ukázka tvrdosti/spotřeby mýdla pro podporu prodeje prostředků pro úpravu vody. Pomocí metod kapkové titrace ukazuje vztah tvrdosti ke spotřebě mýdla. Poznámka: I když poskytuje rychlou kontrolu tvrdosti/mýdla, je méně přesná než titrace tvrdosti dodávaná v rámci modelů sad pro úpravu vody 15-E (PN 148201) a AD-16E (PN 148410).

Pomocí metod kapkové titrace ukazuje vztah tvrdosti ke spotřebě mýdla

Poskytuje snadnou, ekonomickou a rychlou kontrolu tvrdosti/spotřeby mýdla

Sada v odolném přenosném kufříku obsahuje všechny potřebné reagenty a přístroje pro provedení analýzy v terénu

Technické údaje

Parametr:	Ukázka s mýdlem
Platforma:	Drop Count Titration
Rozsah měření:	1 - 20 gpg