



Be Right™



p-Toluensulfonát amonný, kyselina, 25 g

Kat. číslo produktu:

2277924

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



(PTSA amonný) protein-TKN, standard: 7,402 % N, 46,26 % surový protein. Pro kontrolu správnosti a přesnosti a regenerace po rozkladu při stanoveních celkového dusíku a TKN. 25 g, láhev. Kompletní sadu tří standardů se zvýšenou odolností proti rozkladu naleznete pod kat. č. 2277800.

Technické údaje

Platforma:

Jar