



Pufr, polštářky s práškem, pH 4,01 a pH 7,00, bal./2× 15 ks

Kat. číslo produktu:

2299264

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Standardní roztoky pH pufrů pro laboratorní a terénní analýzu

Polštářky s práškem pH pufru pro kalibraci pH elektrody. Každý polštářek je určen pro přípravu 50 mL čerstvého roztoku pufru. Barevně značeno pro snadnou identifikaci. pH je $\pm 0,02$ při 25 °C. Balení 15 polštářků s pufrům pH 4,01 (červený) a 15 polštářků s pufrům pH 7,00 (žlutý).

Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Kvalita používaných standardních roztoků pH pufrů hraje klíčovou roli.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Barevně značeno?:	Ano
Nastavení balení:	Polštářky s práškem
Návaznost na NIST:	Ano
Obsah balení:	30 ks
pH hodnota(y):	4,01 a 7,00 $\pm 0,02$ pH při 25 °C
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	pH pufr pro kalibraci
Zvláštní poznámky:	Po použití roztok zlikvidujte