



Držák filtru, pro vakuovou filtraci, sklo

Kat. číslo produktu:	234000
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Nálevka ve stylu kádinky (300 mL) se 47mm membránovou podpěrou pro filtraci vodních vzorků. Podpěra membrány z borokřemičitého skla s fritou pro rovnoměrnou filtraci napříč povrchem membrány. Nálevka se připojuje k základně rovnoměrně pomocí hliníkové svorky. Filtrační baňka se prodává samostatně.

Technické údaje

Jaký je obsah balení:	Nálevka a základna z borokřemičitého skla; svorka z anodizovaného hliníku; podpůrné sítko (s fritou); pryžová zátka (č. 8).
Obsah balení:	1
Průměr:	47 mm

Jaký je obsah balení

Nálevka a základna z borokřemičitého skla; svorka z anodizovaného hliníku; podpůrné sítko (s fritou); pryžová zátka (č. 8).