



Amoniak, standardní roztok, 1 000 mg/L, 1 L

Kat. číslo produktu: 2354153
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Standardní roztoky pro iontově selektivní elektrodu (ISE) pro laboratorní analýzy

ISE, standardní roztok. Amoniak, 1 000 mg/L ± 20 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$. Láhev 1 L

Navržené pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření s ISE je dobrá péče o iontově selektivní elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrace:	1 000 mg/L ± 20 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (NIST)
Nastavení balení:	Láhev
Obsah balení:	1 L
Parametr:	Amonné ionty
Platforma:	Roztok
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Amoniak, standardní roztok
Zvláštní poznámky:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce