



Náplň pro digitální titrátor, dusičnan rtuťnatý, 2,570 N

Kat. číslo produktu:

2393701

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Nebezpečné



Pro stanovení salinity titrací digitálním titrátořem. 2,570 N. Číslice x 0,1 = ppt salinita ve vzorku 2 mL.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátořem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Metoda:	Dusičnan rtuťnatý
Parametr:	Siřičitany
Platforma:	Digital Titrator
Počet testů:	40 - 100
Přístroj:	Digitální titrátor
Rozsah měření:	0 - 100 ppt salinita
Titrační roztok:	2,570 N Hg(NO ₃) ₂