



Náplň pro digitální titrátor, thiosulfát sodný, stabilizovaný, 0,0250 N

Kat. číslo produktu: 2409301
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Pro stanovení rozpuštěného kyslíku Winklerovou titrací. Číslice $\times 0,1 = \text{mg/L}$ rozpuštěný kyslík ve vzorku 25 mL. Thiosulfát sodný, stabilizované složení

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátorem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Metoda: Winkler
Platforma: Roztok