



Sada pro stanovení amoniakálního dusíku, model NI-SA

Kat. číslo produktu:

2428700

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Metoda diskových komparátorů v této sadě je určena ke stanovení amoniaku ve sladké nebo mořské vodě a přináší levné, rychlé a spolehlivé výsledky se snadno přenosným vybavením

Určeno pro stanovení amoniaku ve sladké i mořské vodě

Jednoduchá a cenově výhodná metoda s diskovým komparátorem je nejpřesnější vizuální metodou stanovení

Dosáhnete rychlých výsledků díky snadno přenosné sadě.

Technické údaje

Metoda:	Diskový komparátor/salicylan
Parametr:	Dusík, amoniakální, střední rozsah – pro sladkou nebo mořskou vodu**
Platforma:	Barevný disk
Počet testů:	100
Přepravní hmotnost:	1
Rozsah měření:	0-2,4 mg/L NH ₃ -N
Smallest increment:	0,1
Styl kufříku:	D
Typ testovací soupravy:	NI – SA