



Sada reagensií, chloridy, kapková titrace

Kat. číslo produktu:

2437600

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Pro stanovení chloridu argentometrickou kapkovou titrací. Náhradní sada reagensií pro testovací soupravu 8-P (144001). Sada zahrnuje: Chloridy, indikátor 2, polštářky s práškem, a dusičnan stříbrný, titrační činidlo (0,0493 N, titrační činidlo). Přibližně 100 testů.

Technické údaje

Metoda:

Dusičnan stříbrný, titrace

Rozsah měření:

20 - 400 mg/L Cl^-