



Sada reaglií, sířitany, souprava SU-5

Kat. říslo produktu:

2440000

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Sada reaglií pro stanovení sířitany jodometrickou kapkovou titrací. Náhradní sada reaglií pro testovací soupravu SU-5 (148002).
Rozsah: Až do 200 mg/L SO₃. Sada obsahuje kyselinu amidosulfonovou - polštářky s práškem, sířitany - reagencie 1, polštářky s práškem a sířitany - roztok 3, pro přibližně 100 testů.

Technické údaje

Speciální funkce:

Sulfite Reagent set, SU-5 Kit : Iodometric Method