



Sada reaglií, chloridy, nízký rozsah, digitální titrátor

Kat. číslo produktu:

2444100

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Nebezpečné



Pro stanovení chloridů argentometrickou titrací digitálním titrátozem. Rozsah: 10 - 100 mg/L Cl⁻. Sada reaglií obsahuje chloridy - indikátor 2, polštářky s práškem, a dusičnan stříbrný - náplně pro digitální titrátor (2) 0,2256 N. Přibližně pro 100 testů

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátozem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Výměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8207
Metoda:	Dusičnan stříbrný, titrace
Počet testů:	100
Rozsah měření:	10 - 100 mg/L Cl ⁻