



Sada reaglií, fosfor, rozklad

Kat. číslo produktu:

2459000

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Nebezpečné



Pro rozklad vzorků persíranem v kyselém prostředí pro stanovení celkového fosforu (fosforečnanů) fotometrickými metodami Hach. Vyžaduje další reagentie pro měření reaktivního fosforu generovaného rozkladem. Sada obsahuje peroxodisíran draselný - polštářky s práškem, hydroxid sodný - roztok (5,0 N) a kyselinu sírovou (5,25 N). Přibližně 100 stanovení.

Technické údaje

Číslo metody:	8190
Platforma:	Reagent Set
Počet testů:	100
Požadovaný rozklad:	Ano
Přístroj:	Vše
Rozsah měření:	0.06-3.50 mg/L