



Sada reaglií, sířitany, titrace byretou

Kat. říslo produktu:

2459800

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Pro stanovení sířičitanů jodometrickou titrací byretou. Metoda Hach 8071 Rozsah: 0 až 500+ mg/L SO_3^{2-} . Sada reaglií zahrnuje: Rozpuštěný kyslík - reagencie 3, polštářky s práškem, jodid draselný-jodát - standardní roztok a škrob - indikátor, roztok pro přibližně 100 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8071
Počet testů:	100
Rozsah měření:	0 - > 500 mg/L SO_3^{2-}
Speciální funkce:	Sulfite Reagent set, Buret Titration