



Sada reaglií, oxid křemičitý, HR, vzorky 5 mL, 100 testů

Kat. číslo produktu:

2462300

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Pro stanovení vysokého rozsahu oxidu křemičitého silikomolybdenanovou metodou. Soupravy pro vizuální test, který vyžaduje vzorek 5 mL. 100 testů

Technické údaje

Metoda:	Silikomolybdenan
Počet testů:	100
Rozsah měření:	1 - 100 mg/L SiO ₂
Speciální funkce:	HR, 5 mL, 100 tests
Stojan na vzorek:	5 mL