



Be Right™



Baňka, Erlenmeyerova, se širokým hrdlem, 500 mL, dělení po 100 mL

Kat. číslo produktu:

2489449

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Odměrná skleněná baňka se širokým hrdlem pro snazší titrace. Vyztužené horní části s kulatým povrchem zajišťují maximální pevnost. Odolné stupnice udávají přibližný objem. Zátka není součástí balení.

Technické údaje

Jednotky:

1 each

Kapacita:

500 mL.

Materiál:

Glass Wide Mouth