



Stojan na zkumavky, polyethylenový, 16 mm (vnější průměr), 60 otvorů

Kat. číslo produktu: 2497901
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Stojan s 60 pozicemi je vyroben ze speciální směsi polypropylenu, která se ve vodě ponoří, takže ponořené stojany neplavou. Sterilizovatelný v autoklávu. Stohovatelné a sterilizovatelné v autoklávu. Celkové rozměry: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm (9,7 x 4,2 x 2,5"). Barva se může lišit.

Technické údaje

Obsah balení:	1 každá
Otvory testovací zkumavky:	60
Průměr:	16 mm
Uspořádání testovací zkumavky:	5 x 12