



Stojan na zkumavky, polyethylenový, 25 mm (vnější průměr), 24 otvorů

Kat. číslo produktu: 2497903
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Stojan s dvaceti až devadesáti pozicemi je vyroben ze speciální směsi polypropylenu, která se ve vodě ponoří, takže ponořené stojany neplavou. Sterilizovatelný v autoklávu. Stohovatelné a sterilizovatelné v autoklávu. Celkové rozměry: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm (9,7 x 4,2 x 2,5").

Technické údaje

Obsah balení:	1 každá
Otvory testovací zkumavky:	24
Průměr:	25 mm
Uspořádání testovací zkumavky:	3 x 8