



Roztok reagencie, molybdenan, fosfor, 500 mL

Kat. číslo produktu:

2599849

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Pro stanovení nízkého rozsahu reaktivního fosforu (fosforečnanů) metodou Rapid Liquid s kyselinou askorbovou. Metoda Hach 10055

Technické údaje

Metoda:	Kyselina askorbová
Platforma:	Roztok
Počet testů:	250
Popis:	Molybdenan, roztok reagencie