



Reagencie, ředící roztok, kyselina askorbová, fosfor, 450 mL

Kat. číslo produktu:	2599949
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Pro stanovení nízkého rozsahu reaktivního fosforu (fosforečnanů) metodou Rapid Liquid s kyselinou askorbovou. Metoda Hach 10055

Technické údaje

Metoda:	Kyselina askorbová
Platforma:	Roztok
Počet testů:	250
Popis:	Kyselina askorbová, reagencie, ředící roztok