



Souprava činidel, tvrdost (ULR), velké balení roztoku

Kat. číslo produktu:

2603101

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Nebezpečné



Sada činidel pro stanovení tvrdosti chlorofosfonázovou metodou, ultra nízký rozsah. Metoda Hach 8374. Rozsah: 4 - 1 000 µg/L Ca a Mg jako CaCO₃. Roztok činidla Chlorfosfonázo je balen v láhvi 500 mL, která je ideální pro použití s průtočnou kyvetou Hach. Přibližně 250 testů

Pohodlí

Metody Rapid Liquid využívají ke zjednodušení testování kapalných reagentů, dávkovače na láhvích a průtočné kyvety.

Výkon

Průtočná kyveta tvoří stacionární optický systém, proto metody Rapid Liquid poskytují vyšší přenos než metody, které vyžadují vyjmutí a vložení kyvety.

Efektivita

Metody typu Rapid Liquid jsou ideální pro vysokoobjemové testování.

Technické údaje

Číslo metody:	8374
Metoda:	Chlorfosfonázo
Parametr:	Tvrdost
Platforma:	Roztok
Počet testů:	250
Přístroj:	Vše s výjimkou DR 900, PC II
Rozsah měření:	4 - 1 000 µg/L CaCO ₃
Speciální funkce:	Reagent set, ULR, Bulk