



Reagencie, polštářky s práškem, ftalát-fosforečnan, 10 mL, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

2615199

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení nízkých koncentrací niklu a kobaltu metodou PAN. Metoda Hach 8078. Velikost vzorku: 10 mL, balení po 100 polštářcích s práškem. Náhradní reagencie pro sadu reagentů, kobalt/nikl - 2651600.

Technické údaje

Metoda:	PAN
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	50
Popis:	Ftalát fosforečnan, polštářky s práškem