



Souprava sekundárních standardů turbidity Gelex, 2100N IS

Kat. číslo produktu:

2620000

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Souprava sekundárních standardů turbidity Gelex, pro laboratorní turbidimetr 2100N IS. Souprava obsahuje 1 zatavenou kyvetu od každé položky, standard Stray Light (rozptýlené světlo), 0 - 2 NTU, 0 - 20 NTU, 0 - 200 NTU.