



Sample vial, 120 mL w/out thiosulfate, 200/pk

Kat. číslo produktu:	2634002
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

120 mL sterile, hinged-cap vials meet all EPA requirements for microbiology sampling. Collection, incubation, and accurate reading can all be done in the vial without a transfer step. 100 mL raised fill line. Polypropylene.

Technické údaje

Délka:	93 mm
Kapacita:	Fill line at 100 mL ($\pm$ 2.5 mL)
Obsah balení:	200/pk
Průměr:	43 mm
Speciální funkce:	Sample Vial, without Thiosulfate