



Kalibrační souprava, standardy turbidity Stablcal, turbidimetr 2100A, láhve 100 mL

Kat. číslo produktu:

2659110

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kalibrační souprava standardů Stablcal, pro laboratorní turbidimetr 2100A. Uznáno organizací USEPA pro účely kalibrace. Stabilizované formazinové primární standardy StablCal jsou pravé formazinové roztoky vyvinuté pro použití v jakémkoliv turbidimetru. Souprava obsahuje láhve 100 mL standardních roztoků 1,0, 10, 100, a 1000 NTU.

Přesné, předem namíchané roztoky formazinu

Společnost Hach připravuje standardy Stablcal v přesných koncentracích a širokém rozsahu koncentrací pomocí patentované výrobní technologie, což umožňuje přesnou kalibraci turbidimetrů.

Založeno na primárních formazinových standardech

Stabilizované formazinové standardy Stablcal obsahují stejný polymer rozptylující světlo jako tradiční formazinové primární standardy turbidity a mají srovnatelné vlastnosti.

Zvýšená stabilita šetří čas a námahu

I když lze formazinové primární standardy připravovat přímo v laboratoři, je tento proces pracovně i časově náročný a naředěné standardy jsou navíc nestabilní. Stablcal je stabilizovanou verzí formazinu: umožňuje dosahovat opakovatelných výsledků, a to bez zbytečného vynakládání času a úsilí, jako je tomu v případě standardů připravovaných v laboratoři.

Důvěra ve výsledky

Před více než 40 lety byla společnost Hach první společností, která použila formazin jako standard turbidity v odvětví pitné vody. Standardy Stablcal jsou založeny na desítkách let zkušeností s měřením zákalu.

Technické údaje

Koncentrace:

1,0, 10, 100, 1 000 NTU