



Kalibrační souprava, standard Stablcal, turbidimetr 2100AN / AN IS, láhve 500 mL

Kat. číslo produktu:

2659500

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Nebezpečné



Kalibrační souprava standardů Stablcal, pro laboratorní turbidimetry 2100AN a 2100AN IS. Uznáno organizací USEPA pro účely kalibrace. Stabilizované primární formazinové standardy StablCal jsou pravé formazinové roztoky vyvinuté pro použití v jakémkoliv turbidimetru. Souprava obsahuje láhve 500 mL standardních roztoků <0,1, 20, 200, 1 000 a 4 000 NTU a standard 7 500 NTU v zatavené kyvetě.

Přesné, předem namíchané roztoky formazinu

Společnost Hach připravuje standardy Stablcal v přesných koncentracích a širokém rozsahu koncentrací pomocí patentované výrobní technologie, což umožňuje přesnou kalibraci turbidimetrů.

Založeno na primárních formazinových standardech

Stabilizované formazinové standardy Stablcal obsahují stejný polymer rozptylující světlo jako tradiční formazinové primární standardy turbidity a mají srovnatelné vlastnosti.

Zvýšená stabilita šetří čas a námahu

I když lze formazinové primární standardy připravovat přímo v laboratoři, je tento proces pracovně i časově náročný a naředěné standardy jsou navíc nestabilní. Stablcal je stabilizovanou verzí formazinu: umožňuje dosahovat opakovatelných výsledků, a to bez zbytečného vynakládání času a úsilí, jako je tomu v případě standardů připravovaných v laboratoři.

Důvěra ve výsledky

Před více než 40 lety byla společnost Hach první společností, která použila formazin jako standard turbidity v odvětví pitné vody. Standardy Stablcal jsou založeny na desítkách let zkušeností s měřením zákalu.

Technické údaje

Koncentrace:

< 0,1, 20, 200, 1 000, 4 000, 7 500 NTU

Obsah balení:

sada po 6 kusech