



## Thermometer, Non-Mercury, -5 - 45 °C

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Kat. číslo produktu:     | 2676300         |
| CZK Cena bez DPH:        | Kontaktujte nás |
| Datum odeslání neuvedeno |                 |

Compact and durable, non-mercury thermometers enclosed in a protective nylon case. These thermometers are designed for ruggedness and come in many standard ranges. Suitable for all field and portable uses where an unprotected thermometer may break. Non autoclavable.

---

### Technické údaje

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Dělení teploměru:           | 0.5 °C        |
| Obsah balení:               | 1 each        |
| Teplotní rozsah:            | -5 °C - 45 °C |
| Typ kapalinového teploměru: | Non-Mercury   |