



Sada reaglií, fosfor, kyselina askorbová, Rapid Liquid

Kat. číslo produktu:

2678600

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Pro stanovení reaktivního fosforu (orthofosforečnanů) metodou s kyselinou askorbovou Rapid Liquid. Metoda Hach 10055. Rozsah: 19 - 3 000 µg/L PO₄. Sada zahrnuje: Kyselina askorbová - ředicí roztok, kyselina askorbová - reagentie, prášek a molybdenan - roztok reagentie pro přibližně 250 testů.

Pohodlí

Metody Rapid Liquid využívají ke zjednodušení testování kapalných reagentie, dávkovače na láhvích a průtočné kyvety.

Výkon

Průtočná kyveta tvoří stacionární optický systém, proto metody Rapid Liquid poskytují vyšší přesnost než metody, které vyžadují vyjmutí a vložení kyvety.

Efektivita

Metody typu Rapid Liquid jsou ideální pro vysokoobjemová stanovení.

Technické údaje

Číslo metody:	10055
Metoda:	Kyselina askorbová
Platforma:	Roztok
Počet testů:	250
Přístroj:	Vše s výjimkou řady DR 900, DR/800, PC II
Rozsah měření:	19 - 3 000 µg/L PO ₄