



Plnicí roztok, vnitřní, rozpuštěný kyslík polarograficky, 50 mL

Kat. číslo produktu: 2759126
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Plnicí roztok na sondu pro polarografické měření rozpuštěného kyslíku, chlorid draselný/glycerin, láhev 50 mL

Technické údaje

Formula:	KCl a glycerin
Obsah balení:	50 mL
Platforma:	Roztok
Popis:	5130, 5197000
Solution Type:	Náhradní