



Test kit TPH in soil, pocket colorimeter II

Kat. číslo produktu:

2775000

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.



Technické údaje

Certifikáty:	European CE mark
Číslo metody:	10050
Detektor:	Silicon detector
Displej:	LCD, backlit
Hmotnost:	0.23 kg
Lamp Type:	Light Emitting Diode (LED)
Metoda:	Colorimeter/ Immunoassay
Parametr:	TPH in Soil**
Počet testů:	Až do 18
Přesnost vlnové délky:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Přístroj:	Kit includes PC II
Rozměry (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Rozsah měření:	20, 50, 100, 200 ppm thresholds
Stupeň krytí:	IP67
Styl kufříku:	Q (2 cases)
Typ testovací soupravy:	Pocket Colorimeter™ II**
Záruka:	24 měsíců