



Standard pro kontrolu kvality, anorganické látky v pitné vodě, 500 mL

Kat. číslo produktu: 2833049
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Standard pro kontrolu kvality, anorganické látky v pitné vodě. Připraven k použití. Není nutné ředění. Směsný standard obsahuje: fluoridy: 1 mg/L F^- , dusičnany: 2 mg/L NO_3^- -N, fosforečnany: 2 mg/L PO_4^{3-} , sírany: 50 mg/L SO_4^{2-} . Láhev 500 mL.

Technické údaje

Koncentrace:	Sírany, 50 mg/L SO_4^{2-}
Platforma:	Roztok
Popis:	Anorganické látky v pitné vodě, směsný standard pro kontrolu kvality
Tlak stlačeného vzduchu:	Fosforečnany 2 mg/L PO_4^{3-}