



Standard pro kontrolu kvality, spotřeba kyslíku, bal./16 ks - ampule Voluette 10 mL

Kat. číslo produktu:	2833510
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů	

Připraven k použití - není nutné ředění. Standard pro kontrolu kvality, spotřeba kyslíku. BSK - 396 mg/L. CHSK - 617 mg/L. TOC - 245 mg/L.

Technické údaje

Koncentrace:	BSK do 396 mg/L
Platforma:	Roztok
Popis:	Spotřeba kyslíku, směsný standard pro kontrolu kvality
Tlak stlačeného vzduchu:	TOC do 245 mg/L