



Standard pro kontrolu kvality, kovy v pitné vodě, nízký rozsah, 500 mL

Kat. číslo produktu: 2833749
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Připraven k použití - není nutné ředění. Směsný standard obsahuje: měď: 1 mg/L Cu, železo: 0,3 mg/L Fe, mangan: 0,1 mg/L Mn. Láhev 500 mL.

Technické údaje

Koncentrace:	Měď: 1,0 mg/L Cu
Platforma:	Roztok
Popis:	Kovy v pitné vodě (nízký rozsah), směsný standard pro kontrolu kvality
Tlak stlačeného vzduchu:	Mangan: 0,1 mg/L Mn